

	T PL PH	Trinocular / Fototubo Objetivos acromáticos planos Contraste de fases	B 30W	Análisis de sangre Iluminación de 30 vatios
	Equipamiento óptico	Iluminación	Particularidades	Aplicación
MBL2000 (modelo básico)	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro		Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-T	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Fototubo	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-30W	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 30 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Iluminación a 30 W	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-T-30W	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 30 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Fototubo Iluminación a 30 W	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-PL	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Objetivos acromáticos planos	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-T-PL	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Fototubo Objetivos acromáticos planos	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-PL-PH	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 PH10x/NA 0,25 PH40x/NA 0,65 PH100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro Contraste de fases Campo oscuro	Fototubo con contraste de fases en el campo oscuro	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad Depuradoras de agua
MBL2000-T-PL-PH	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 PH10x/NA 0,25 PH40x/NA 0,65 PH100x/NA 1,25 aceite	6 V 20 W regulable Condensador Abbe de campo claro Contraste de fases Campo oscuro	Fototubo Fototubo con contraste de fases en el campo oscuro	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad Depuradoras de agua
MBL2000-PL-30W	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 30 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Objetivos acromáticos planos Iluminación a 30 W	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-T-PL-30W	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	6 V 30 W regulable Condensador Abbe de campo claro	Fototubo Objetivos acromáticos planos Iluminación a 30 W	Investigación Diagnosis Comprobación de calidad
MBL2000-B	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	Foco de luz fría regulable 15 V 150 W	Foco de luz fría Campo oscuro para sangre	Análisis de sangre según Enderlein, Homeópatas
MBL2000-T-B	10x oculares de campo plano Objetivos: 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	Foco de luz fría regulable 15 V 150 W Condensador de campo oscuro para análisis de sangre	Fototubo Foco de luz fría Campo oscuro para sangre	Análisis de sangre según Enderlein, Homeópatas
MBL2000-PL-B	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	Foco de luz fría regulable 15 V 150 W Condensador de campo oscuro para análisis de sangre	Foco de luz fría Campo oscuro para sangre Objetivos acromáticos planos	Análisis de sangre según Enderlein, Homeópatas
MBL2000-T-PL-B	10x oculares de campo plano Objetivos (acromáticos planos): 4x/NA 0,10 10x/NA 0,25 40x/NA 0,65 100x/NA 1,25 aceite	Foco de luz fría regulable 15 V 150 W Condensador de campo oscuro para análisis de sangre	Fototubo Foco de luz fría Campo oscuro para sangre Objetivos acromáticos planos	Análisis de sangre según Enderlein, Homeópatas